

ИТНО: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ТЕРЕН (поправка)

Настан-2020-03389

Конкретни кодови и серии на производи на:

- Комплекти ентерални пумпи за хранење Kangaroo

4 март 2021 г.

Почитувани здравствени работници,

Целта на оваа комуникација е да Ве информира дека Cardinal Health издава корективно дејство за безбедност на терен за сите кодови на производи на комплетите ентерални пумпи за хранење Kangaroo наведени во табелата подолу поради можноста да се појави воздух во цевките на комплетите ентерални пумпи за хранење за време на поставувањето. Целта на оваа комуникација е да Ве советува во однос на оваа ситуација и да обезбеди упатство за помош при справувањето со проблемот пред да биде достапен поправениот производ. Ова не е отстранување на производот. Не треба да го вратите производот.

Преглед на советите за производот	Cardinal Health започна корективно дејство за безбедност на терен за следниве комплекти ентерални пумпи за хранење Kangaroo.	
	Код на производот	Засегнати серии
	672055	Сите производи произведени пред 3 септември 2020 г. со сериски број 202580052 и помал
	Kangaroo™ ePump INT. 500ML NS само за хранење	
	673656	
	Kangaroo™ ePump INT. 1000ML NS само за хранење	
	673662	
	Kangaroo™ ePump INT. 1000ML NS за хранење/миење	
	773656	
	Kangaroo™ ePump без DEHP 1000ML само за хранење	
	773662	
	Kangaroo™ ePump без DEHP 1000ML за хранење и миење	
	775659	
	Kangaroo™ ePump ENPlus комплет пумпа со шило	
	776150*	
	Kangaroo™ ePump бирета за ресертификација 100ML*	
	666064	Сите серии пред 21AXXXXXX**
	Kangaroo™ Joey 500ml комплет пумпа	
	668104	Сите серии пред 20JXXXXXX**
	Kangaroo™ Joey 1000 mL комплет пумпа со кеса за миење од 1000 mL	
	777056	Сите серии пред 20HXXXXXX**
	Kangaroo™ ePump 100ML бирета	
	777064	Сите серии пред 21BXXXXXX**
	Kangaroo™ ePump 500ml комплет со EZ капаче	
	777106	Сите серии пред 21BXXXXXX**
	Kangaroo™ ePump 1000ml комплет со EZ капаче	
	777163	Сите серии пред 21AXXXXXX**
	Kangaroo™ ePump 1600ml комплет со EZ капаче	
	777401	Сите серии пред 21BXXXXXX**
	Kangaroo™ ePump™ комплет со шило ENPlus	
	777402	Сите серии пред 20LXXXXXX**
	Kangaroo™ ePump™ двоен комплет со шило ENPlus	
	777403	Сите серии пред 21BXXXXXX**
	Kangaroo™ ePump™ комплет пумпа 3 во 1 ENPlus	
	777405	Сите серии пред 21BXXXXXX**
	Kangaroo™ ePump™ комплет за хранење со шило ENPlus со кеса за миење од 1000 mL	
	777406	Сите серии пред 21BXXXXXX**
	Kangaroo™ ePump™ комплет за хранење со шило 3 во 1 ENPlus со кеса за миење од 1000 mL	
	777407	Сите серии пред 20KXXXXXX**
	Kangaroo™ ePump™ комплет за хранење со шило ENPlus со вентилирано миење со шило	



777408	Kangaroo™ ePump™ комплет за хранење 3 во 1 ENPlus со кеса за миеење	Сите серии пред 21AXXXXXX**
777501	Kangaroo™ Joey ENPlus комплет пумпа со шило	Сите серии пред 21BXXXXXX**
777502	Kangaroo™ Joey двоен комплет пумпа со шило ENPlus	Сите серии пред 20LXXXXXX**
777503	Kangaroo™ Joey комплет пумпа 3 во 1 ENPlus	Сите серии пред 21BXXXXXX**
777505	Kangaroo™ Joey комплет пумпа со шило ENPlus со кеса за миеење од 1000 mL	Сите серии пред 21BXXXXXX**
777506	Kangaroo™ Joey комплет пумпа 3 во 1 ENPlus со кеса за миеење од 1000mL	Сите серии пред 20FXXXXXX**
777507	Kangaroo™ Joey комплет за хранење со шило ENPlus со вентилирано миеење со шило	Сите серии пред 20AXXXXXX**
778104	Kangaroo™ комплет за хранење од 1000ml и кеса за миеење од 1000ml	Сите серии пред 21AXXXXXX**
778161	Kangaroo™ ePump комплет за хранење од 1600ml и кеса за миеење од 1000ML	Сите серии пред 21BXXXXXX**

*Иако овој код на производ не се користи за хранење, проблемот со воздух во цевките може да влијае врз процесот на ресертификација/калибрација и треба да се следат истите чекори од Додатокот А. Пумпите за хранење коишто успешно ја поминале ресертификацијата со овој код на производ сепак се сметат за сертифицирани.

**Првите две цифри ја претставуваат годината на производство, буквата го претставува месецот на производство (А = јануари, В = февруари итн.), а Х претставува последователен број

Употреба
 Комплетите ентeрални пумпи за хранење Kangaroo се употребуваат за ентeрално хранење или како комплекти пумпи за хранење/миеење или комплекти пумпи само за хранење.

Зошто контактираме со вас: Го добивате ова известување бидејќи нашата евиденција вели дека сте купиле комплекти ентeрални пумпи за хранење Kangaroo во минатото.

Опис на проблемот: Што е проблемот?
 Проблемот е поврзан со влегувањето воздух во цевките на комплетот за хранење, којшто се појавува како воздушен простор во цевките.



*Сликата погоре е само пример и воздухот во цевките може да не биде толку изразен колку што е прикажано.

Зошто ја испраќаме оваа поправка на производи?
 Навлегувањето на воздух во цевките на комплетот за хранење потенцијално може да доведе до следниве здравствени последици: поракане, дехидрација, хипогликемија, стомачни болки и стомачна дистензија кај пациентите.

Кои други дејства ги презема Cardinal Health?
 Cardinal Health ги имплементира соодветните корективни дејства за да се погрижи дека проблемот е поправен.



Дејства коишто треба да ги преземете:	<ol style="list-style-type: none"> 1) СЛЕДЕТЕ ги чекорите опишани во Додатокот А (Процес за проверка на воздух во цевките) за да го проверите комплетот за хранење. Зачувајте копија од ова известување со производот. 2) КОМУНИЦИРАЈТЕ со целиот персонал којшто ги користи овие комплети за хранење за потенцијалниот ризик од навлегување на воздух во цевките на комплетот за хранење. 3) ИЗВЕСТЕТЕ ги клиентите на коишто можеби сте им го дистрибуирале или препратиле засегнатиот производ за оваа поправка на терен. 4) ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГО, пополнете го, потпишете го и вратете го приложениот Потврден формулар, така што ќе го следите упатството на формуларот. 5) БИДЕТЕ СВЕСНИ за ова известување додека да се поправат сите засегнати производи.
Достапна помош:	Ако имате прашања во врска со ова известување за безбедност на терен, контактирајте со локалниот претставник за продажба или со локалната канцеларија за продажба.
Дополнителни информации:	<p>Регулаторно известување</p> <p>Соодветните регулаторни агенции се известуваат дека Cardinal Health доброволно го презема ова дејство.</p>

Се извинуваме за непријатностите коишто можеби ги предизвика оваа комуникација. Знаеме дека ги цените нашите производи и ја цениме вашата соработка во врска со ова. Cardinal Health се посветени да ја задржат Вашата доверба за безбедноста и квалитетот на производите коишто ги обезбедуваме.

Со почит,

Одговорно лице за регулатива и фармаковигиланца
М-р Емилија Василевска
emilija.vasilevska@comed.com.mk
тел. 075 432978

