

ИТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ТЕРЕН CareLink™ 2090 Автономно движење на покажувачот на програматорот

Вклучува 2090 програматори со префикси на сериски број РКК0 и РКК1

Август 2024 г.

Референтен број на Medtronic: FA1418

Почитувани здравствени работници:

Medtronic CareLink™ 2090 програматорите со префикси на сериски број РКК0 и РКК1 имаат потенцијал да прикажуваат автономно движење на покажувачот кога ќе се овозможи опцијата за екран на допир со верзијата на софтверот 3.2 или понова. Заклучно со 11 јуни 2024 година, Medtronic примил 23 пријави за автономно однесување на покажувачот, со две пријави за ненамерна терапија кога програматорот не бил под контрола на обучен персонал за време на сесијата на пациентот. Немало пријави за трајна повреда или смрт поврзана со ова однесување.

Ако некој програматор не е под надзор додека се наоѓа во активна сесија на медицинското средство за пациентот, може да постои ризик за пациентите ако некое автономно движење на покажувачот се активира при ненамерно програмирање. Medtronic проценува дека 1,0 % од програматорите од моделот 2090 со префикси на сериски број РКК0 или РКК1 може да го прикажат ова однесување кога се ажурирани на верзијата на софтверот 3.2 или понова.

Препораки за управување со медицинското средство

Софтверските ажурирања се неопходни за одржување соодветна функција на програматорот. Претставниците на Medtronic ќе помогнат во извршување на софтверското ажурирање на сите програматори Medtronic CareLink™ 2090 и ќе го проценат правилното функционирање. Претставниците на Medtronic ќе помогнат со враќање на програматорите на коишто им е потребна поправка или замена.

- Откако ќе го прочитате ова писмо, потпишете го и вратете го приложениот Образец за потврда на клиентот.
- Проследете го ова известување до другите кои треба да бидат запознаени со него во рамки на Вашата здравствена установа.

Агенцијата за лекови и медицински средства (МАЛМЕД) е известена за оваа безбедносна мерка.

Остануваме посветени да загарантираме највисоко ниво на квалитет и ќе продолжиме да ја следиме изведбата на нашите производи за да се осигуриме дека ги исполнуваме вашите потреби и потребите на вашите пациенти.

Со почит,

Невена Станкова Донева, одговорно лице за материовигиланца,
АЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ Скопје
+389 72 211 085
nstankova@alkaloid.com.mk



Medtronic

FA1418 Формулар за потврда на клиент - потребен е одговор CareLink™ 2090 Автономно Движење на Покажувачот на Програматорот

Ве молиме пополнете го овој формулар во целост.

Датум: _____

Име на лицето кое го пополнува овој формулар: _____

Титула: _____

Директен телефон број #: _____

Е-пошта: _____

Име на сметка: _____

Број на сметка: _____

Адреса на сметка: _____

Град: _____ Поштенски број: _____

Држава: _____

Ги прочитав и разбрав дадените упатства и го потврдувам примањето на **известувањето** во врска со употребата на **CareLink™ 2090 Програматорот** со потпишување подолу. I also agree to further distribute and communicate this important information within my facility and to anyone whom I have further distributed **CareLink™ 2090 Programmer** as required.

Име: (печатни букви) _____

Потпис: _____

Датум: _____

Ако имате какви било прашања во врска со ова известување, ве молиме контактирајте го вашиот претставник за продажба на Medtronic, АЛКАЛОИД КОНС ДООЕЛ Скопје.

ВЕ МОЛИМЕ ИСПРАТЕТЕ ЈА ОВАА ПОТВРДА ПРЕКУ Е-ПОШТА НА
nstankova@alkaloid.com.mk

