

# ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Можност за погрешно мерење на нивото на глюкоза во крвта

Име на пациент

Користете **ИСКЛУЧИВО** монитори или тест лентички кои се специфични за глюкоза. Овие методи се вообичаени во клиничките лаборатории. Контакттирајте го производителот на глюкозните монитори и тест лентичките за да го утврдите методот кој се користи.

НЕ користете монитори или тест лентички за мерење на глюкоза во крвта кои користат методи со глюкоза дехидрогеназа пиролохинолинион (GDH PQQ) или глюкоза-ди-оксидоредуктаза. Дополнително, не треба да се користат некои, но не и сите, монитори или тест лентички кои го користат методот со глюкоза дехидрогеназа флавин-аденин динуклеотид (GDH-FAD).  
Употребата на овие методи може да доведе до читање на лажно зголемени нивоа на глюкоза во крвта кај пациентите кои користат **EXTRANEAL** (Icodextrin) поради интерференција со малтозата. Лажно покаченото ниво на глюкоза во крвта може да ја прикрие постоечката хипогликемија или да доведе до невредна дијагноза на хипергликемија, што може да доведе до живото-загрозувачки настани.

Користи **EXTRANEAL** (Icodextrin)  
раствор за перитонеална дијализа

За дополнителни информации, посетете ја компјутеризираниот веб-страница на Baxter за Baxter  
[www.glucosafety.com](http://www.glucosafety.com)

МК-RC21-220002

Датум на подготовка: Септември 2022

**Baxter**

