

До
Сите засегнати страни

Скопје, 30.03.2021г.

Барање за писмо до здравствени работници
- Известување за Безбедносна Корективна Мерка

Почитувани,

B. Braun Aescular AG донесе одлука да достави известување за безбедносна корективна мерка за следниве продукти:

Material/ каталошки број	Description/ Опис на медицинско средство	Batch number/ Број на серија	Description/ Опис
GF380R	FERGUSON SUCT.CANN D:1.5MM WORK.L.200MM	51711257	IO needle broke (ENT surgery)
BD228R	GERALD FORCEPS DEL STR 175MM	4502398915	IO tip broken
BM037R	TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SERR 260MM	4502443935	IO tip damaged
BC287W	TC METZ WVCT SCISSBRD-BLDCVD230MM	51636601	IO scissors don't cut

Причини за Известување за безбедност

На барање на производител. Хируршките инструменти се скршиле при употреба. Повреда на пациент – нема.

Активности што препорачуваме да се преземат

/

За повеќе информации, ве молам контактирајте ги:

Контакт 1 Надица Д. Митрески Одговорно лице за регулатива nadica.d@drpanovski.com.mk +389 (0)78 432 469	Контакт 2 Ивана Арсовска Одговорно лице за регулатива ivana.arsovska@drpanovski.com.mk +389 (0)75 427 653
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Со почит,

